

wellness

MASSAGE & SPA

MANUAL DE USUARIO

Colchoneta Masajeadora

Full Body Comfort

MT-420




GA.MA[®]
ITALY PROFESSIONAL

índice

Pág. 4	Cuidado y Mantenimiento
Pág. 5	Parámetro Técnico
Pág. 5	Funciones
Pág. 6	Descripción
Pág. 8	Temas que necesitan Atención

Gracias por comprar este producto. Antes de comenzar a utilizarlo, por favor lea cuidadosamente el manual de operación. Por favor mantenga el manual de operación en un lugar seguro.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Requiere un mantenimiento de rutina con detergente neutral, usar un paño suave para limpiar, no usar agentes de limpieza corrosivos.
- Presione el interruptor suavemente al operarlo, no lo sobrecargue para evitar tensarlo, el artículo lumbar abre la superficie.
- Por favor guárdelo bien después de usarlo. Se debería guardar en su caja o mantener en lugares secos.
- Al usarlo, si encuentra algún problema, por favor corte la energía, deje de usarlo inmediatamente y llévelo a nuestro servicio técnico. No lo desarme usted mismo.
- Cuando escuche el ruido que no sea de la falla sino del desgaste del cabezal del masajeador con el reloj interno funcionando.
- El masaje tiene un dispositivo de protección de temperatura. Esta función puede evitar que el masajeador se sobrecaliente, luego apague el interruptor y deje de usarlo por 15 minutos.
- Si se quema el fusible, debería hacer revisar el masajeador.

PARÁMETRO TÉCNICO:

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Almohadilla masajeadora MT-420	Chile / Bolivia / Paraguay / Perú / Uruguay	Entrada: 100-240V~ 50/60Hz 0.8A Salida: 12 V= 1A Unidad: 12 W
	Argentina Fuente de alimentación: MODELO: IVP1200-1000	Entrada: 100-240V~ 50/60Hz 0.8A Salida: 12 V= 1A Unidad: 12 W

Utilice siempre la fuente de alimentación provista por fabricante, no utilice ningún otro tipo de fuente de alimentación dado que puede originar riesgos para el usuario.

FUNCIONES:

Colchoneta de masaje de 10 poderosos motores de vibración con calefacción relajante, cronómetro automático de 15 minutos.

Descripciones

- 1 ON/OFF para encender o apagar el producto.
- 2 Presione el botón de MODELO para cambiar el modelo de presión o el modelo de onda.
- 3 Botón de intensidad para la selección de intensidad alta o baja.
- 4 Presionar el botón de SELECCIÓN para cambiar la zona de masaje (espalda, cadera, cintura, piernas y cuerpo entero).
- 5 Presionar CALEFACCIÓN para apagar o encender la función de calor en la espalda.

Explicación de Operación

1 En la condición de espera, se ilumina el LED del botón de Encendido, cuando presiona el botón ON/OFF, comienza el masaje del cuerpo completo en el nivel bajo de intensidad con el modelo de PRESIÓN, y no se activa la función de calefacción.

2 Presione el botón de MODO para cambiar el modelo de presión o el modelo de onda. Y el LED relacionado comienza a centellar cuando se selecciona el modelo.

3 El botón de intensidad es para la selección de intensidad alta y baja, el LED verde se ilumina en la intensidad alta y centella en la intensidad baja.

4 Presionar el botón de SELECCIÓN para cambiar la zona de masaje (espalda, cintura, cadera, piernas y cuerpo entero).

El LED rojo centella cuando se selecciona la espalda.

El LED rojo se ilumina cuando se selecciona la parte de la cintura.

El LED verde centella cuando se selecciona la parte de la cadera.

El LED verde se ilumina cuando se selecciona la parte de las piernas.

El LED amarillo se ilumina cuando se selecciona la parte del cuerpo.

5 Presionar CALEFACCIÓN encenderá o apagará la función de calefacción, el LED se ilumina cuando se enciende o se desvanece cuando se apaga.

Temas que necesitan atención:

- Al desconectar el enchufe, no tire del cable. Por favor tome el interruptor y sáquelo.
- Si el masajeador no funciona, deje de usarlo inmediatamente, luego apague la energía.
- No deje que bebés o niños jueguen con él.
- Si siente molestias durante el proceso, por favor deje de usarlo.
- Las siguientes personas no lo deberían usar y deberían seguir las órdenes médicas: mujeres embarazadas o con flujo menstrual, personas con fiebre alta, problemas cardíacos, después de una operación, enfermedades agudas, u otras enfermedades.
- La máquina no debe ser usada en ambientes húmedos ni en el baño. Después de usarla, se debe mantener en un lugar seco y sin brillo directo.
- Por favor mantener lejos del artículo lumbar. Si el cable está dañado, o los recintos de paños (papel) no se deben usar cuando está dañado, debe llevarlo al centro de mantenimiento después de haberlo cambiado.
- Después de usarlo o antes de limpiarlo, por favor desconecte el enchufe de la energía.
- No se acueste sobre él en la cama. La inclinación no debería exceder el ángulo de 1 grado.
- Para evitar peligros, si hay algún daño del cable, por favor envíelo al departamento personal profesional pertinente para su reparación

PRECAUCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL APARATO.

MANTENGA LA UNIDAD LEJOS DEL AGUA.

PARA REDUCIR EL RIESGO DE UNA DESCARGA ELÉCTRICA, SIEMPRE TENGA PRESENTE:



1. Desenchufe el aparato cuando no lo está utilizando. **2.** Cuando se usa en el baño desenchufar luego de su uso, la proximidad de agua puede producir riesgo aún cuando el aparato esté apagado y no desconectada. **3.** No guarde este producto en lugares desde donde pueda caerse en recipientes con líquido en su interior (bañeras, piletas, lavatorios, etc.). **4.** No lo sumerja en agua u otros líquidos. **5.** Si el aparato cae accidentalmente en algún líquido, desenchúfelo inmediatamente. No intente tomarlo cuando está sumergido y enchufado. **6.** No utilice este aparato en el cuarto de baño si éste se encuentra lleno de vapor o tiene paredes y/o piso mojados. **7.** Nunca intente manipular un artefacto eléctrico que haya caído en algún líquido, presente roturas en la cubierta exterior, en alguno de sus accesorios o tenga el cable de alimentación dañado. Si el cable se encuentra enchufado, desconéctelo de inmediato, si presenta deterioros, debe ser reemplazado únicamente por personal especializado. Una reparación defectuosa puede originar riesgos para el usuario. **8.** Mantenga el aparato con su cable de alimentación lejos de las superficies calientes. **9.** No ponga el aparato encendido sobre superficies acolchadas, que no resistan el calor (plásticos, telas vinílicas, etc.) o superficies inflamables, pues podrían deteriorarse u originar siniestros y/o accidentes. **10.** No transporte o desenchufe el aparato tirando del cable de alimentación. **11.** Supervise el uso cuando el producto sea utilizado por niños o personas minusválidas. **12.** Utilice este producto sólo para el fin por el cual fue pensado, no utilice dispositivos y/o accesorios no incluidos en el producto. No utilice el aparato con las manos mojadas, ni cerca de agua corriente o de recipientes con agua. **13.** Si desea limpiar el aparato, desenchúfelo del tomacorriente. **14.** Para limpiarlo no utilice productos GERMICIDAS que contengan PHENYL PHENOL. **15.** No guarde este producto en ambientes húmedos. **16.** Como protección adicional se recomienda la instalación de un interruptor diferencial con un límite de corte que no exceda de 30mA. Consulte con su electricista.